

## MAXATIN

### Výživový doplnok

#### **Obsah balenia:**

60 kapsúl

#### **Pokyny k užívaniu a dávkovanie:**

1 kapsulu 2x denne po jedle s dostatočným množstvom vody.

#### **Upozornenie:**

Tento produkt bol uvedený na trh ako výživový doplnok. Nemá schválené liečivé účinky a nejedná sa o liek. Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. Odporúča sa dodržiavať vyváženú stravu a zdravý životný štýl. Nevhodné pre ľudí, ktorí sú prehnane citliví na akúkoľvek zložku. Obsahuje Likoris. Minimálna trvanlivosť je vyznačená na obale.

#### **NEUŽÍVAJTE, AK JE BEZPEČNOSTNÁ POISTKA POD UZÁVEROM POŠKODENÁ, ALEBO CHÝBA!**

#### **Podmienky uskladnenia:**

Skladujte v pevne uzavretej nádobe pri izbovej teplote. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu malých detí.

#### **Distribútor:**

Cron Systems, s. r. o.

Višňové 729, 013 23 Višňové, Slovenská republika

<b>Nutričné informácie:</b>	<b>2 kapsuly</b>
Všehojovec ostnatý (Eleutherococcus senticosus) koreň, výťažok 5-6:1, vrátane eleuterozidov	200.00 mg 1.60 mg
L-Arginín	200.00 mg
L-Lyzín	150.00 mg
L-Karnitín	120.00 mg
Tekvicové semená (Cucurbita L) výťažok	120.00 mg
Maca (Lepidum meyenii) koreň, výťažok 4:1	80.00 mg
Brusnice (Vaccinium macrocarpon) plod, výťažok 4:1	10.00 mg
Sladovka hladkoplodá - Likoris (Glycyrrhiza glabra) koreň, výťažok 4:1	20.00 mg
Sarsaparilla (Smilax officinalis) koreň, výťažok	20.00 mg
Zinok - oxid zinočnatý	20.00 mg (200% RVH*)

#### **RVH - referenčná výživová hodnota**

#### **Ďalšie zložky:**

Mikrokryštalická celulóza (objemové činidlo)

Stearan horečnatý, Horečnaté soli mastných kyselín (protihrudkujúce látky)

Hovädzia želatína, Oxid titaničitý (farbivo)

Výrobok neobsahuje žiadnu látku zo zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok neobsahuje konzervačné látky, ani geneticky modifikované suroviny. Výrobok neobsahuje žiadne alergény.

**Rozhodnutie ÚVZSR: OHVBPKV/5896/2014/Ht**